


FINEMIXER FINEPCR


- Velocità variabile 0 - 2000 rpm
- Timer 0 - 60 minuti
- Possibilità di agitare 64 provette Eppendorf
- 7 tipi di rack per provette e micropiastre
- Superficie verniciata a polvere ad alto spessore
- Usato anche come distruttore di cellule con l'accessorio T1.5-N




T0.5




T0.5/1.5



T1.5



T1.5-N



STB20



STB40



Specifiche tecniche

Modello	SH2000
<i>Orbita</i>	3 mm
<i>Velocità</i>	Variabile 0 - 2000 rpm
<i>Peso</i>	8,5 Kg
<i>Dimensioni LxPxA</i>	170x239x176 mm
<i>Timer</i>	0 - 60 minuti o continuo
<i>Potenza</i>	35 W
<i>Alimentazione</i>	230 VAC; 50 Hz

Unità

Codice	Descrizione
<i>SH2000, 230V</i>	Mixer, senza rack

Accessori

Codice	Descrizione
<i>T0.5</i>	Rack per 64 provette da 0,5 ml Eppendorf
<i>T1.5</i>	Rack per 64 provette da 1,5 ml Eppendorf
<i>T0.5/1.5</i>	Rack per 32 provette da 0,5 ml Eppendorf e 32 provette da 1,5 ml Eppendorf
<i>T1.5-N</i>	Rack per 64 provette da 1,5 ml Eppendorf senza anello di silicone, usato come distruttore di cellule con sfere in vetro
<i>micro-MPL II</i>	Rack per 30 provette da 1,5 ml Eppendorf e 2 micropiastre

Unità

Codice	Descrizione
<i>STB 20</i>	Piattaforma per 2 micropiastre
<i>STB 40</i>	Piattaforma per 4 micropiastre